

ECHOGRAPHE (ECHO A , PACHYMÉTRIE) , MODELE ECHO A / P 300

SOCI
MED

CE



ISO
9001



ISO
13485

Leader de la distribution du matériel médical



L'échographe Echo A/ P 300 distribué par SOCIMED est un échographe à ultrason compact et léger, deux en un (écho A, pachymétrie), aux fonctions innovantes et performantes. Il dispose d'un écran tactile LCD aux fonctions intuitives. Les modes contact et immersion de l'écho A offrent des mesures fiables et précises. Cet échographe aussi la capacité d'effectuer le calcul multiple de puissance IOL. Son imprimante thermique intégrée offre des graphiques et images de qualité optimale.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'ECHOGRAPHE MODELE ECHO A/P300 DISTRIBUE PAR SOCIMED

ECHOGRAPHE A	
Sonde	Type: état solide et lumière à fixation intégrée Fréquence: 10MHz Modes: contact et immersion
Modes de mesure	Automatique : portable, avec mentonnière Manuel : à interrupteur à pédale

**SOCI
MED**

10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com

ECHOGRAPHE (ECHO A , PACHYMÉTRIE) , MODELE ECHO A / P 300

SOCI
MED

CE



Mode oculaire	Phaque (normal) Cataracte (normal) Cataracte (dense) Aphaque Pseudo – Phaque Réglages personnalisés
Etendue de mesure	ACD : 2.0 – 6.0 mm. Épaisseur de lentille : 2.0-7.5 mm. Précision : ± 0.1 mm. Résolution : 0.01 mm.
Unité principale	SRK-II; SRK-T; Binkhorst-II; Holladay-I; Hoffer-Q; Haiigis (std.)
Pachymètre	
Sonde :	Type : état solide Fréquence : 20 MHz.
Étendue de mesure	Étendue générale : 125-1000 microns Précision : ± 10 microns Résolution : ± 1 micron
Unité principale	Interface d'entrée : écran tactile et pédale Dimensions : 170 x 150 x 200 mm. Poids : 1.2 kilo. Écran : LCD tactile, 5.6-pouces Imprimante thermo-sensible intégrée

Leader de la distribution du matériel médical

SOCI
MED



10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com

ECHOGRAPHE (ECHO A , PACHYMÉTRIE) , MODELE ECHO A / P 300

SOCI
MED

CE




Poste de travail (optionnel)

Compatibilité avec Windows XP / Vista / 7 (32/64 bit)

Récupération automatique de données

Imprimé du rapport



Leader de la distribution du matériel médical

SOCI
MED



10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com