

OPHTALMOSCOPE, MODELE OP-200 (rechargeable)

SOCI
MED

CE



ISO
9001



ISO
13485

Leader de la distribution du matériel médical



**SOCI
MED**

10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com

OPHTALMOSCOPE, MODELE OP-200 (rechargeable)

SOCI
MED

CE



ISO
9001

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPHTALMOSCOPE,



ISO
13485

MODELE OP-200 (rechargeable)

COMPOSANTES OPTIQUES

Compensation du dioptre

0; ±1D; ±2D; ±3D; ±4D; ±5D; ±6D; ±8D; ±10D;
±12D; ±16D; ±20D; -25D

ECLAIRAGE

Source d éclairage

Large (Ø 3.2 mm.), petite (Ø 1.6 mm.), fente, filet
central, filtre redfree

Ampoule d éclairage

Mini lampe halogène 3.6V 2.6V

AUTRES INFORMATIONS

Batterie

LION rechargeable avec capacité de fonctionnement
de 2 h et plus

Voltage

100-240V AC

Fréquence

50/60HZ

Consommation d énergie

5W

Leader de la distribution du matériel médical

SOCIMED



10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com