

# RETINOSCOPE A FENTE (rechargeable) MODELE YZ24B

SOCI  
MED

CE



ISO  
9001

ISO  
13485

## FICHE DETAILLEE DU RETINOSCOPE A FENTE (RECHARGEABLE), MODELE

### YZ24B

#### ➤ CARACTERISTIQUES :



Le filament du rétinoscope, modèle YZ24B distribué par SOCIMED peut être déplacé vers le haut ou vers le bas : il peut également être tourné à 360°. Il permet de mesurer rapidement et précisément l'axe de l'astigmatisme.

Sa lumière peut être convergée, émise ou encore parallèle, la luminosité est réglable en continue. Ce rétinoscope a l'avantage d'avoir une recharge rapide et pratique, sa batterie est protégée par une fonction anti-décharge et anti-recharge, il peut également être connecté à la tête de l'ophtalmoscope

*Leader de la distribution du matériel médical*

SOCI  
MED

**SOCI  
MED**

10 Avenue du colonel Rol Tanguy  
Z.A.C. du Bois Moussay  
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 [socimed@socimed.com](mailto:socimed@socimed.com)

# RETINOSCOPE A FENTE (rechargeable) MODELE YZ24B

SOCI  
MED

CE



ISO  
9001

## ➤ SPECIFICATIONS :



ISO  
13485

<b>DISTANCE DE TRAVAIL</b>	<b>0.67m</b>
<b>FENTE</b>	<b>3mm à 20mm</b>
<b>SOURCE DE LUMIERE</b>	<b>3.5V/2.8W ampoule halogène</b>
<b>ROTATION DE LA FENTE</b>	<b>360°</b>
<b>TENSION D'ENTREE</b>	<b>AC220V ± 22V/50Hz ± 1 Hz, AC110V ± 11V/60Hz ± 1 Hz</b>
<b>PUISSANCE (corps principal de l'ophtalmoscope)</b>	<b>Li + batterie DC: 3.7V</b>



Optionnel

Leader de la distribution du matériel médical

SOCI  
MED



10 Avenue du colonel Rol Tanguy  
Z.A.C. du Bois Moussay  
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 [socimed@socimed.com](mailto:socimed@socimed.com)