

OPHTALMOSCOPE YZ11D

SOCI
MED

CE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPHTALMOSCOPE YZ11D DISTRIBUE PAR SOCIMED

L'ophtalmoscope **YZ11D** distribué par **SOCIMED** est un appareil portatif doté d'excellentes performances optiques et d'une trajectoire lumineuse parfaite. Son ampoule halogène importée offre une luminosité ajustable et de haute qualité, ainsi qu'un bon rendement de couleurs. Il est équipé d'un chargeur spécial, permettant une recharge rapide et convenable de l'appareil. Il a en plus, l'extrême avantage de disposer d'une protection anti -surchage. Les fonctions anti -recharge et anti- surcharge protègent efficacement la batterie.



Type d'éclairage	Champ large, champ réduit, redfree, fente.
Compensation de la dioptrie	$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 8, \pm 10, \pm 12, \pm 16, \pm 20, -25-35D$
Source de lumière	Ampoule halogène 3.5 V/2.5W
Tension d'entrée	220V \pm 22V/50Hz \pm 1Hz AC; 110V \pm 11V/60Hz \pm 1Hz AC
Puissance (partie principale de l'ophtalmoscope)	Li + pack de batterie 3.7V rechargeable

Leader de la distribution du matériel médical

SOCIMED



10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com