

OPHTALMOSCOPE YZ6F



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPHTALMOSCOPE YZ6F DISTRIBUEE PAR SOCIMED

L'ophtalmoscope YZ6F distribué par **SOCIMED** est un appareil dont les excellentes performances optiques aident les chirurgiens à détecter avec aisance des maladies de fond. Son éclairage est ajustable et permet d'observer l'image du fond de l'œil en position verticale. Son ampoule importée d'Allemagne offre une température de couleur élevée, un bon rendement des couleurs, une image et un spot lumineux impeccables. Le doux caoutchouc placé autour des orbites protège les yeux des usagers et stabilise l'ophtalmoscope. Les nouvelles fonctions de démarrage en douceur et d'extinction automatique prolongent la durée de vie de l'ampoule. Enfin, son installation et sa mise en marche sont faciles à effectuer.

| | |
|-----------------------------|--|
| Type d'éclairage | Champ large, champ réduit, fente, net, redfree |
| Compensation de la dioptrie | 0, ±1, ±2, ±3, ±4, ±5, ±6, ±8, ±10, ±12, ±16, ±20, -25-D35 |
| Source lumineuse | Ampoule halogène 3.5V/2.8W |
| Tension d'entrée | 220V±22V/50Hz±1HzAC, 110V±11V/60Hz±1Hz AC |

