

OPHTALMOSCOPE YZ6G

SOCI
MED

CE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPHTALMOSCOPE YZ6G DISTRIBUE PAR SOCIMED

L'ophtalmoscope **YZ6G** distribué par **SOCIMED** est un instrument ophtalmologique doté d'excellentes performances optiques qui aident le chirurgien à détecter aisément des maladies de fond. Son éclairage est ajustable et permet d'observer l'image du fond de l'œil en position verticale. Son ampoule importée d'Allemagne offre une température de couleur élevée, un bon rendement de couleurs, une image et un spot lumineux impeccables. La diversité des spots lumineux et des filtres remplissent les multiples exigences requises pour l'observation. En plus, les caoutchoucs souples placés autour des orbites protègent les yeux de l'utilisateur et équilibrent l'ophtalmoscope. Les nouvelles fonctions de démarrage en douceur et d'extinction automatique prolongent la durée de vie de l'ampoule. Son installation et sa mise en marche sont faciles à effectuer.



Leader de la distribution du matériel médical

Type d'éclairage	Surface large, surface réduite, fente, net, redfree.
Compensation de la dioptrie	$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 5, \pm 6, \pm 8, \pm 10, \pm 12, \pm 16, \pm 20, - 25 - 35D$
Source de lumière	Ampoule halogène 3.5V /2.8 W
Tension d'entrée	AC220V \pm 22V/50Hz \pm 1Hz AC 110V \pm 11V/60Hz \pm 1Hz



10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com