

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Refractomètre automatique
Modèle AR-800



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

- Réfractomètre multifonctions
- Fonction de recherche assistée automatique, et ajustement vertical/horizontal manuel.
- Mesure automatique une série de données complète, une fois que l'ajustement et la mise au point sont effectués
- Fonction d'enregistrement vidéo automatique
- Mentonnière ajustable électroniquement, permettant un ajustement instantané
- Design moderne, à écran inclinable et imprimante thermo-sensible intégrés
- Mesure à haute précision et performance
- Micro traitement interne avancé et technologie graphique rapide avancée
- Mesure automatique de la distance entre pupilles

REFRACTOMETRE	
Puissance de la sphere (sph)	-20D a +20D (lorsque VD= 12.0 mm) (par pas de 0.12 / 0.25D)
Puissance du cylindre (cyl)	-10 a +10D (par pas de 12 / 0.25D)
Axe (ax)	1° à 180° (par pas de 1°)
Distance vertex (vd)	0; 10.0; 2.0; 13.75; 15 mm.
Paramètres de cylindre	-, +, ±
Distance entre pupilles (pd)	30 à 85 mm (par pas de 1 mm.)
Diamètre de pupille minimal	Ø 2 mm
Plage d'auto - synchronisation	± 16 mm (vertical croissant /décroissant)

AUTRES	
Temps de mesure	0.5 secondes
Ecran	LCD TFT couleur, 5,7 pouces
Imprimante	Thermique, intégrée
Ajustement de la mentonnière	55 mm
Alimentation	100 – 240 V AC
Economie d'énergie	Eteint après 5 ou 15 min d'inactivité
Consommation	90 W
Dimensions	480 X 270 X 445 mm
Poids	17 kilos



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration