

Support de lames gris foncé Réf. SOC-EASYDIP12L



Support de lames gris foncé :

- Le support vertical peut contenir jusqu'à 12 lames
- Les lames s'adaptent dans les différentes fentes;
- Les colorants circulent librement et facilement;
- Etant donné que les lames sont en position verticale, leur plage d'écriture ne sera pas teintée;
- Les lames peuvent être retirées sans pince
- Ce support est fabriqué à partir d'un matériau spécifique qui permet un séchage rapide dans un micro-onde ou à plus de 121°C
- Disponible en 5 couleurs: Blanc, bleu, vert, jaune, bleu
- Dimension (lxLxH): 60 x 64 x 97mm
- Condition minimum de vente: 1.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration