

## Cuve de coloration Réf. SOC-EASYDIPCUVE



### Cuve de coloration :

- Les cuves peuvent facilement être jointes l'une à l'autre latéralement. Elles sont donc ainsi maintenues dans le même ordre lorsqu'elles sont déplacées;
- Disponibles en 5 couleurs différentes pour faciliter l'identification du contenu ou des applications: Blanc, bleu, vert, jaune, bleu;
- En plastique acétal résistant; Résiste à la plupart des colorants à base d'alcool et au xylène, mais pas au phénol;
- La base large du récipient permet une bonne stabilité
- Le design de l'intérieur forme un rétrécissement; et permet d'utiliser une petite quantité de réactif de 80 ml seulement;
- Le couvercle évite les éclaboussures et l'évaporation;
- Dimension (lxLxH): 64 x 76 x 92mm;
- Condition minimum de vente: 1.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration