


Portoir pour boîte vitri (pour 25 lames) Réf. SOC-PP25L



Portoir pour boîte VITRI (pour 25 lames) :

- Conseillée pour toutes les techniques de coloration y compris pour l'autoradiographie (couvercle emboîtant, de couleur noire, avec cavité pour déshydratant);
- En polyoxyméthylène;
- Bonne résistance chimique et mécanique;
- Aucune partie métallique;
- Livrée sans portoir;
- (Long. x Larg. x Haut.): 90 x 80 x 41mm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration