


Couvercle noir Réf. SOC-STAINTRAYCNO



- Couvercle noir; Plateau adapté aux techniques de coloration qui demandent une chambre humide, et aussi idéal pour les laboratoires en hématologie, cytologie et microbiologie;
- La manipulation est sécurisée et facile en utilisant une seule main;
- Base noire en ABS qui résiste à une large gamme de produits chimiques (éviter les hydrocarbures chlorés);
- Peut contenir jusqu'à 20 lames sur 4 rails de plastique recouverts d'une bande de polymère afin de maintenir parfaitement les lames même si le plateau est tenu par un angle;
- 4 pieds en caoutchouc permettent une plus grande stabilité de la base;



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Empilables pour un gain de place;
- Le couvercle transparent supporte une température de - 20°C à +60°C
- Le couvercle noir pour une application en fluorescence est en ABS et supporte une température de - 80°C à + 80°C;
- Dimension (lxLxH): 38 x 24 x 4,5mm;
- Condition minimum de vente: 1.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration