

## Auxiliaire de pipetage Bibbyjet pro

Réf. SOC-BIBBYJET



### Description:

Léger, silencieux et efficace, le contrôleur de pipetage Bibbyjet Pro vous offre le pipetage en série sans fatigue. Deux boutons de fonction suffisent à assurer l'aspiration et l'évacuation de nombreux liquides, mêmes visqueux, sans effort, lentement ou rapidement selon vos besoins.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## Caractéristiques:

- Forme ergonomique ;
- Conçu pour le pipetage d'un grand nombre de liquide même à haute viscosité ;
- Un seul levier permet de contrôler parfaitement l'aspiration, l'ajustage du volume et la distribution du liquide ;
- Contrôle continu de la puissance ;
- Autonomie d'une journée de travail sans recharge ;
- Accepte tout type de pipette de 0,1ml à 100 ml ;
- Valve anti-retour et membrane filtrante en PTFE (0,3 µm) pour une protection efficace contre la corrosion ;
- Son ergonomie et sa légèreté (205 g) permettent de travailler sans fatigue même pour de longues durées ;
- L'adaptateur de pipette en silicone et la membrane filtrante sont entièrement stérilisables à la vapeur à 121°C ;
- Batterie: accumulateur Nickel Cadmium ;
- Livré avec: 1 chargeur 230V/50Hz, 2 membranes filtrantes 0,2 µm, 1 support mural, 1 mode d'emploi.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration