

## Agitateur et mesure de poche de sang GENESIS DCM3000 extended avec option CDM

Réf. SOC-GN3000



### Description : Agitateur et mesure de poche de sang GENESIS DCM3000 extended avec option CDM

**DCM300 extended** est la technologie la plus récente en matière de capture de données. Elle permet de gérer simultanément plusieurs donateurs et de contrôler les données en temps réel. Pesage et mélange précis,

Un module CDM contrôle jusqu'à 18 appareils permettant une opération de surveillance et contrôle: des données de donations en temps réel, des collectes de données, le statut d'alarme, et les réglages de l'appareil. Crée un enregistrement de toutes les informations critiques sur les dons.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## Spécifications de l'Agitateur de Poche de Sang GENESIS DCM3000 extended:

**Adaptateur :** 100-240V~ 50/60Hz 0.8A

### **Dimensions :**

- Unité principale: 200 mm (W) / 400 mm (L) / 176 mm (H)
- Mallette de transport: 280mm (W) / 450mm (L) / 380mm (H)

## Configuration de l'Agitateur de Poche de Sang GENESIS DCM3000 extended:

Le DCM3000 extended comprend :

- 1- Modèle Standard :** Unité principale DCM 3000, adaptateur secteur A / C, manuel d'utilisation + Caisse de transport + Supports appareil et accessoires + Scanner de code à barre + Télécommande + Câbles et clef USB
- 2- Pack de Batterie:** Pour la prise en charge des opérations en cas d'absence d'alimentation A / C
- 3- Option Soudeuse**

## Spécificités de l'Agitateur et mesure de poche de sang Genesis DCM3000 extended:

- Système de gestion des données de collecte de sang
- Stockage de données - jusqu'à 1000 enregistrements de donneurs
- Transfert de données sans fil  
Transfert de mémoire USB  
Interface conviviale  
Écran LCD 5 pouces  
Batterie rechargeable



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## Spécifications du module CDM:

Le modem sans fil avec le logiciel CDM permet de surveiller jusqu'à 18 périphériques.  
Transfert de données de mémoire sans fil ou sur clef USB

## Accessoires optionnels:

### 1. Unité de contrôle à distance multifonction

- Les lampes LED montrent les progrès de la collecte (Indicateur clignotant pour alarme)
- Duplique les boutons du panneau principal
- Lecteur secondaire de codes à barres

### 2-Intégration d'une soudeuse

- Soudeuse portable GENESIS facile à utiliser et rapide
- Scellage en discontinu pour permettre une ouverture facile

### 3-Système de scanner à code à barres double

- Lit les étiquettes de code à barres standards- compatible ISBT 128
- Des solutions personnalisées disponibles



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

# S+cimed

Le matériel médical c'est nous



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

**Socimed Sarl**, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,  
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663  
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N