

Agitateur rotatif numérique LCD MX-RD-Pro

Réf. SOC-DGL-151017



Les rotateurs assurent un mélange doux mais efficace d'échantillons biologiques qui tiennent dans des microtubes de à 1,5 ml à 50 ml, utilisés pour des applications diverses y compris les séparations immunitaires, la prévention de la coagulation sanguine, les diagnostics de latex, etc.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristiques:

- L'agitateur rotatif est livré avec un type de disque
- Control numérique de la vitesse, et procédures précises
- Affichage LCD du minuteur
- Fin-de-fin ou action de roulement, permet d'obtenir un mélange doux mais efficace
- Gamme de vitesse réglable de 10 à 70 rpm
- Angle de mixage réglable entre 0° et 90°
- Utilisé avec une grande variété d'accessoires
- Fonctionnement continu et minuterie silencieuse

	MX-RD-Pro
Tension (V AC)	100- 240
Fréquence (Hz)	50 / 60
Alimentation (W)	40
Type de moteur	Moteur à courant continu
Angle d'inclinaison (°)	0 - 90
Gamme de vitesse (rpm)	10 - 70
Affichage de la vitesse	LCD
Minuteur	oui
Affichage du minuteur	LCD
Plage de réglage du temps (min)	1 – 1 199
Type de fonctionnement	Continu / temporisé
Dimensions	510 x 190 x 260
Poids (Kg)	8
Température ambiante admissible (°C)	5 - 40
Humidité relative admissible	80 %
Classe de protection DIN EN60529	IP 21



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration