

Agitateur rotatif numérique LCD, Modèle MX-RL-Pro

Réf. SOC-DGL-151019



Les rotateurs assurent un mélange doux mais efficace d'échantillons biologiques qui tiennent dans des microtubes de 1,5 ml à 50 ml, utilisés pour des applications diverses y compris les séparations immunitaires, la prévention de la coagulation sanguine, les diagnostics de latex, etc.

- L'agitateur est livré avec un design de type rôtisserie
- Control numérique de la vitesse, et procédures précises
- Affichage LCD du minuteur
- Action de roulement permettant d'obtenir un mélange doux mais efficace
- Gamme de vitesse réglable de 10 à 70 rpm
- Angle de mixage réglable entre 0° et 90°
- Utilisé avec une grande variété d'accessoires
- Fonctionnement continu et minuterie silencieuse



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Spécifications

	MX-RL-Pro
Tension (V AC)	100- 240
Fréquence (Hz)	50 / 60
Alimentation (W)	40
Type de moteur	Moteur à courant continu
Angle d'inclinaison (°)	0 - 90
Gamme de vitesse (rpm)	10 - 70
Affichage de la vitesse	LCD
Minuteur	Oui
Affichage du minuteur	LCD
Plage de réglage du temps (min)	1 – 1 199
Type de fonctionnement	Continu / temporisé
Dimensions	510 x 190 x 260
Poids (Kg)	8
Température ambiante admissible (°C)	5 - 40
Humidité relative admissible	80 %
Classe de protection DIN EN60529	IP 21



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration