

## Agitateur rotatif à tubes, numérique LCD, Modèle MX-T6-Pro

Réf. SOC-DGL-151021



L'agitateur rotatif de tubes assure un mélange doux et efficace par rotation et balancement. Il est idéal pour le mélange d'échantillons sanguins, les substances visqueuses et des suspensions liquides-solides. Il est utilisé pour des applications diverses, la prévention de la coagulation sanguine, les séparations immunitaires, etc.

- Balancement et rotation de la composition pour un mélange complet
- L'écran LCD affiche la vitesse et le temps de fonctionnement
- Gamme de vitesse : 10 à 70 rpm
- Six rouleaux conçus avec une petite empreinte et un nettoyage facile
- Conçu pour une utilisation continue ou temporellement définie



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration