

Agitateur magnétique classique, MS-PB

Réf. **SOC-DGL-151039**



Caractéristiques du MS-PB :

- Gamme de vitesse de 100 – 1 500 rpm
- Quantité max. D'agitation : 3 L
- Boîtier en ABS en matériau ignifuge, résistant à l'acide faible et alcalins.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

	MS-PB
Dimensions de la plaque de travail (mm)	Ø : 135 (5 pouces)
Matière de plaque de chauffante	Plastique
Type de moteur	Moteur à courant continu
Puissance absorbée du moteur (W)	5
Puissance débitée du moteur (W)	3
Puissance (W)	10
Tension (V AC)	100 - 240
Fréquence (Hz)	50 / 60
Positions d'agitation	1
Quantité max d'agitation (H ₂ O), L	3
Longueur max. barre magnétique d'agitation (L x Ø) (mm)	50
Intervalles de vitesse (rpm)	0 – 1 500
Affichage de la vitesse	Echelle
Résolution d'affichage de la vitesse (rpm)	-
Classe de protection DIN EN60529	IP 42
Dimensions (mm)	150 x 260 x 80
Poids (Kg)	1,8
Température de fonctionnement (°C)	5 - 40
Humidité relative admissible	80 %



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration