

Agitateur à tige D500

Réf. SOC-DGL-151048



Philosophie simple, facile à gérer. Capacité d'atteindre rapidement des résultats de qualité. Il possède la vitesse et la puissance nécessaire pour émulsionner, suspendre, découper et perturber afin de donner des résultats précis à chaque fois. Une flexibilité totale, tenu à la main, posté ou monté au mur, avec support.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Vitesse maximale de 10 000 à 30 000 tr/min, réduisant ainsi le temps de traitement de manière significative. Grand commutateur de sécurité pour arrêt d'urgence inattendue. Un bon entraînement du moteur rend le travail, très sûr et confortable. La fonctionnalité supplémentaire automatique de protection contre la surcharge augmente la durée de vie du moteur. Le démarrage en douceur empêche également les déversements inutiles.

Processus de dispersion

Le matériau est aspiré au niveau de la tête axialement, puis accélérée à l'aide du taux élevé du régime du rotor, la vitesse de la circonférence ou périphérique. L'accélération centrifuge entre la paroi du rotor extérieur et la paroi intérieure du stator propulse le matériau à travers les fentes de cisaillements du stator.

Système de changement rapide

Les outils Socimed ne comprennent que quelques pièces. Un arbre, un pont, un roulement en téflon et un rotor stator. Aucun outil spécial n'est nécessaire au démontage. Seule exigence, un simple morceau de tissu.

Caractéristiques du D500:

- Viscosité jusqu'à 10 000 Mpas
- Vitesses continuellement réglable pour l'obtention de meilleurs résultats
- Léger et de petites dimensions pour une meilleure manipulation
- Triple sécurité du lecteur, protection contre les surcharges et démarrage en douceur - Contre le travail saccadé, interrupteur de sécurité
- Outils de dispersion de haute qualité en acier de 316 L en standard pour une meilleure résistance à la corrosion
- Changement rapide du système des outils de dispersion pour une courte période de changement entre les préparations.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration