

## Bain-marie Polycarbonate de Sérologie

Réf. SOC-BMS600



### Description du Bain-marie Polycarbonate de Sérologie

#### Caractéristiques techniques du bain marie de sérologie.

- Réglage température 7 à 60°C.
- Précision température 5 /10.
- Cuve en plexiglas transparent, couvercle.
- Portoir pour 30 tubes hémolyses diamètre 14 mm.
- Dimensions intérieures 290 x 110 x 190 mm, 250 W.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration