

## Bain-marie thermostatique 10L modèle HH-S4

Réf. SOC-00021354



### Description du Bain-marie thermostatique 10L modèle HH-S4

- Contrôle par microprocesseur;
- Température intérieure de l'affichage numérique;
- Intérieur en acier inoxydable;
- Le couvercle de la bague en aluminium;
- Convient pour le thermostatique, la cuisson au four, le déparaffinage, la stérilisation.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## Spécifications techniques :

- Dimension de travail (mm): 300x300x120;
- Puissance: 1000W;
- Fluctuation de la température:  $\pm 1$ ;
- Plage de température: RT + 5 -100;
- Homogénéité de la température:  $\pm 1$ ;
- Tension: 110V 60Hz / 220V 50Hz;
- Dimension (mm): 370x370x240;
- Poids: 5.5kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration