

## Bain Marie universel à Microprocesseur Modèle YCW-010 22 L Réf. SOC-YCW010



### Bain Marie - GEMMY Modèle YCW-010 :

- La cuve du Bain Marie est en acier inox. Ses bords arrondis permettent une meilleure circulation.
- L'uniformisation de la température à l'intérieur du réservoir est améliorée grâce à un agitateur rotatif.
- Dispose d'une alarme sonore et visuelle. Lorsque celle-ci est activée, on a diminution de la température jusqu'à 2°C au dessus du niveau réglé.
- La minuterie est mise en marche lorsque la température pré-réglée est stabilisée



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Accessoires du Bain Marie:
- Couvercle en forme de toit, en acier inox.
- Couvercle à anneaux, en acier inox.
- Ø interne des anneaux : 107 / 80 / 55 / 31,5 / 21 mm.
- Couvercle à 6 ou 2 anneaux.
- Porte-tube en acier inox.
- Contrôleur de température: Digital.
- Températures pré-réglées: N/A.
- Lecteur de température: Affichage LED.
- Plage de température: 100°C.
- Stabilité de la température:  $\pm 0.01^{\circ}\text{C}$ .
- Homogénéité de la température:  $\pm 0.01^{\circ}\text{C}$ .
- Régulateur de température: PID.
- Alarme de surchauffage: En cas de diminution de température réglé de  $2^{\circ}\text{C}$ .
- Alarme de niveau d'eau bas: Oui, arrêt de chauffage.
- Puissance de chauffe: 1000W.
- Minuterie: N/A.
- capacité: 11L et 22L
- Normes du Bain Marie - GEMMY Modèle YCW-010: ISO 9001, CE, FDA, GMP.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration