

Bain Marie (25°-37°-56°) à thermostat
Modèle YCW-03S 22L
Réf. SOC-YCW03S



Bain Marie - GEMMY Modèle YCW-03S

- La cuve du Bain Marie est en acier inox. Ses bords arrondis permettent une meilleure circulation.
- L'uniformisation de la température à l'intérieur du réservoir est améliorée grâce à un agitateur rotatif.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Accessoires du bain Marie:
- Couvercle en forme en toit, en acier inox.
- Couvercle à anneaux, en acier inox.
- Ø interne des anneaux : 107 / 80 / 55 / 31,5 / 21 mm.
- Couvercle à 6 ou 2 anneaux.
- Porte-tube en acier inox.
- Contrôleur de température: Analogique.
- Températures prééglées: 25°, 35°, 56°C.
- Lecteur de température: Affichage LED.
- Plage de température: 100°C.
- Stabilité de la température: $\pm 0.05^{\circ}\text{C}$.
- Homogénéité de la température: $\pm 0.01^{\circ}\text{C}$.
- Régulateur de température: Proportionnel.
- Alarme de surchauffage: N/A.
- Alarme de niveau d'eau bas: N/A.
- Puissance de chauffe: 1000W.
- Minuterie: N/A.
- Normes du Bain Marie - GEMMY Modèle YCW-03S: ISO 9001, CE, FDA, GMP.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration