

Bain Marie universel à thermostat Modèle
YCW-05 5 L
Réf. SOC-YCW05



Bain Marie - GEMMY Modèle YCW-05 :

- La cuve du Bain Marie est en acier inox. Ses bords arrondis permettent une meilleure circulation.
- L'uniformisation de la température à l'intérieur du réservoir est améliorée grâce à un agitateur rotatif.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Accessoires du Bain Marie:

- Couvercle en forme en toit, en acier inox.
- Couvercle à anneaux, en acier inox
- Ø interne des anneaux : 107 / 80 / 55 / 31,5 / 21 mm.
- Couvercle à 6 ou 2 anneaux.
- Porte-tube en acier inox.
- Contrôleur de température: Analogique.
- Températures pré-réglées: N/A.
- Lecteur de température: Thermomètre.
- Plage de température: 100°C.
- Stabilité de la température: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$.
- Homogénéité de la température: $\pm 0.01^{\circ}\text{C}$.
- Régulateur de température: ON/OFF.
- Alarme de surchauffage: N/A.
- Alarme de niveau d'eau bas: N/A.
- Puissance de chauffe: 500W.
- Minuterie: N/A.
- capacité: 05L
- Normes du Bain Marie - GEMMY Modèle YCW-05: ISO 9001, CE, FDA, GMP.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration