

Balance de précision Sartorius Practum 224-1S

Réf. **SOC-224-1S**



Description de la Balance de précision Sartorius Practum 224-1S

La Balance de précision Sartorius Practum 224-1S est une balance basique pratique qui intègre la célèbre technologie de pesage Sartorius pour offrir des résultats professionnels fiables.

Les applications de pesée incluent la pesée générale, la densité, le pourcentage, la pesée de contrôle, un maintien de la valeur de crête, un décompte et un calcul de moyenne.

Les résultats peuvent être transférés via une interface mini-USB vers une imprimante ou un ordinateur, directement dans un tableur Microsoft Excel® sans nécessiter un logiciel supplémentaire.

Menu avec 10 langues au choix.

Écran tactile couleur à contraste élevé.

Étalonnage et ajustement automatiques avec un poids externe en option.

Boîtier à structure renforcée et cellule de pesée robuste.

Un verrou superviseur empêche toutes modifications involontaires des paramètres.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristiques de la Balance de précision Sartorius Practum 224-1S

| | |
|---|---|
| Etendue de pesée | 220 g |
| Précision de lecture | 0.1 mg |
| Répétabilité | 0.1 mg |
| Linéarité | 0.2 mg |
| Temps de stabilisation typique | 2 s |
| Poids de calibrage externe | 200 g F1 |
| Dimensions du plateau de pesée (diamètre) | 90 mm |
| Poids net | 4.5 kg |
| Dimensions (P x L x H) | 360 x 216 x 320 mm |
| Interface | <p>Mini USB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reconnaissance automatique de l'imprimante Sartorius YDP40. - Transmission directe des données vers des applications microsoft sans logiciel supplémentaire. - Intervalle programmable pour l'édition des données. - Sélection de SBI, protocole de transfert de données au format tableau ou texte. |
| Supervisor lock | Verrouillage du menu pour protéger contre toute manipulation involontaire. |



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

| | |
|-----------------------------------|---|
| Boîtier et paravent | Boîtier robuste, facile à nettoyer et paravent facile à utiliser avec ses vitres amovibles |
| Programmes d'application standard | Pesée, masse volumique, pourcentage, contrôle \pm , valeur maximum, comptage et pesée d'animaux |
| Système antivol | Kensington lock et œillet de fixation pour chaîne ou câble. |
| Housse de protection | Standard |
| Pesée en dessous du socle | Oui |

Hauteur de la chambre de pesée: 200 mm



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration