

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Balance de précision

Balance de précision 15 kg 0.5 g
Réf. SOC-CBW15



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

- Balance de précision 15 kg 0.5 g
- Pieds anti-dérapants pour assurer la stabilité
- Affichage numérique LCD, fort contraste
- Programmes d'application : contrôle de pesée avec un poids pré-réglé, pesage en pourcentage et comptage de pièces avec référence
- Clavier convivial
- Interface RS-232 bidirectionnel, disponible en option
- Accumulation en mémoire
- Tare programmable
- Protection intégrée contre les surcharges
- Plate-forme en acier inoxydable
- Caractéristiques de la Balance de précision
- Capacité maximum: 15 Kg
- Précision: 0.5 g
- Résolution: 1:30 000
- Répétabilité: 0.5 g
- Linéarités (\pm): 1 g
- Temps typique de stabilisation: 2 sec
- Unités de mesure: Kilogramme (kg)
- Interface: Interface de données bidirectionnelle RS232



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Température de fonctionnement: 0°C - 40°C
- Alimentation: 9 volts continu, 800 mA, adaptateur externe
- Calibrage: Externe automatique
- Affichage: affichage numérique
- Protection: Plastique ABS, plateforme d'acier inoxydable
- Taille de la plate-forme: 225 x 275 mm
- Dimensions boîtier (w x d x h): 315 x 355 x 110 mm
- Poids net: 4.1 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration