

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Centrifugeuse
refrigérée haute vitesse

Centrifugeuse réfrigérée haute vitesse, Neofuge 13R Réf. SOC-NEOFUGE13R



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Centrifugeuse réfrigérée haute vitesse, Neofuge 13 R :

- Application
- La centrifugeuse réfrigérée haute vitesse permet la recherche en biologie moléculaire et cellulaire,
- Et est utilisée pour la biologie hospitalière: clinique et **recherche**

Caractéristiques de la Centrifugeuse réfrigérée haute vitesse :

- Centrifugeur polyvalent
- Changement de rotor en 5 secondes (système AUTOLOCK®)
- Simplicité d'utilisation
- Microprocesseur
- Affichage numérique de la vitesse, température, durée et pente
- Mémoire 5 programmes personnalisés
- Minuterie 1 min à 9 heures.
- Vitesse max. (tr/min): 13800
- Accélération max. (g): 17458
- Capacité max. (ml): 24x1.5/2.0
- Taille mémoire permanente: 5 programmes personnalisés, accès direct
- Rotor angulaire - Capacité: 32x0.2ml
- Température: -5~40 °C
- Dimensions (H x L x P) mm: 320x285x480
- Poids (kg): 74
- Puissance moyenne/max.(W): 39
- Accessoires de la Centrifugeuse réfrigérée haute vitesse
- Angle rotor : 24x1.5/2.0ml
- Rotor angulaire - Capacité: 32x0.2ml



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration