

Distillateur verre Schott 7 litres/ heure modèle A93681
Réf. SOC-A93681



Distillateur verre Schott 7 litres/heure Modèle A93682

- Production: 7 l/h
- conductivité: 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- corps de chauffe en inox
- bouilleur et réfrigérant monocorps en verre

- Distillateur en verre borosilicaté pour la production d'eau déminéralisée et stérile.
- Conforme aux principales pharmacopées.
- Corps de chauffe en inox.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Alimentation du bouilleur avec l'eau de refroidissement pour économiser l'énergie.
- Régulation automatique du niveau.
- Sécurité surchauffe en cas de manque d'eau.
- Caractéristiques du Distillateur verre Schott
- Débit: 7 l/h
- Consommation: 60 - 100 l/h
- L x P x H: 30 x 30 x 75 cm
- Alimentation: 230V - 23 A



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration