

Distillateur verre Schott 7 litres/ heure tri modèle A93682 Réf. SOC-A93682



Distillateur verre schott 7 litres/heure tri Modèle A93682

- Production: 7 l/h
- conductivité: 1 μ S/cm
- corps de chauffe en inox
- bouilleur et réfrigérant monocorps en verre
- Distillateur en verre borosilicaté pour la production d'eau déminéralisée et stérile.
- Conforme aux principales pharmacopées.
- Corps de chauffe en inox.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Alimentation du bouilleur avec l'eau de refroidissement pour économiser l'énergie.
- Régulation automatique du niveau.
- Sécurité surchauffe en cas de manque d'eau.
- Caractéristiques du Distillateur verre schott
- Débit: 7 l/h
- Consommation: 60 - 100 l/h
- L x P x H: 30 x 30 x 75 cm
- Alimentation: 400V - 8 A



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration