

Etuve bactériologique, 120 litres **SOC-GEU-181490**



Etuve bactériologique: Etuve bactériologique 120 litres tout inox, minuterie de 120mn, thermostat de précision pour bactériologie, thermostat de sécurité, voyant de contrôle, fusible bipolaire, cordon détachable, isolation laine de roche, porte isolée avec fenêtre d'observation, fermeture à clé, étuve ventilée pour une répartition uniforme de la température.

- Dimensions externes : 835x555x550mm
- Dimensions internes: 670x425x430mm
- 220v Puissance: 1800w



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration