

Réfrigérateur de laboratoire ESSENTIAL 460

Réf. : SOC-589366



Description du Réfrigérateur de laboratoire ESSENTIAL 460 :

Le Réfrigérateur de laboratoire ESSENTIAL 460 est un équipement de 460 litres, essentiel dans beaucoup de laboratoires. Sa fonction est de maintenir une température de stockage interne (entre 2 °C et 15 °C) pour stocker et protéger produits, échantillons, produits chimiques, médicaments, solutions et autres substances sensibles aux températures.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- 4 étagères;
- Affichage numérique de la température;
- Refroidissement à air forcé;
- Dégivrage automatique;
- Évaporation des condensats;
- Contact sans potentiel pour la transmission d'alarme à un centre de contrôle;
- Porte verrouillable.

Options :

- Tablette supplémentaire (à l'équipement standard).
- Tiroirs en plastique (au lieu d'étagères).
- Tiroirs en acier inoxydable (au lieu d'étagères).
- Diviseurs en croix et en longueur pour tiroirs en acier inoxydable.
- Antigél contre les températures inférieures à zéro.
- Signal d'alarme visuel et sonore, même en cas de panne de courant (l'unité de surveillance reste en fonctionnement pendant environ 30 heures sur batterie).
- Éclairage LED sur le dessus. n Porte vitrée avec serrure.
- Ferrure de porte.
- Equipé de roulettes.
- Le réservoir de condensat peut être vidé manuellement si aucune condensation n'est requise (par exemple, dans une salle d'opération).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Module GSM pour la transmission de messages texte d'alarme (par exemple, vers un téléphone portable).
- Documentation de température.

Spécifications techniques du Réfrigérateur de laboratoire ESSENTIAL 460:

- Capacité: 460 l;
- Réglage de la température (env.): +2 à +15 ° C;
- Tension: 220 - 240 V;
- Fréquence: 50 Hz;
- Puissance: 185 Watts;
- Consommation moyenne: 0,87 KWh / 24 h;
- Dimensions totales (y compris distance du mur): 74 x 80 x 181 (lx P x H en cm);
- Dimensions intérieures: 60 x 57 x 128 (L x P x H en cm);
- Dimensions totales avec porte ouverte à 90 °: 74 x 144 (lx p en cm);
- Dimensions de l'étagère: 59 x 50 (lx P en cm);
- Capacité maximale de chargement par étagère: 40 kg;
- Poids: 109 kg / 122 kg (net / brut)



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration