

## Réfrigérateur à température basse , modèle HF196-C25 Réf. SOC-HF196-C25



### Description du Réfrigérateur à température basse

- Deux portes toutes intérieures et extérieures.
- Quatre clayettes principales
- Un bag en acier
- Spécification techniques du Réfrigérateur à température basse
- Volume Total: 196 L
- Température (°C): -10~-25 Largeur: 670 mm
- Profondeur: 1180 mm
- Hauteur: 1135 mm
- Poids: 86 Kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration