

## Boîtes de stockage pour 25 lames Ref. SOC-BP25L



Boîtes en polystyrène anti-choc pour 25 Lames 76 x 26 mm. Boîtes pratiques et lavables, elles sont d'un encombrement minimum pouvant être superposées sans risque de casse. Les emplacements sont numérotés individuellement. Une fiche pour le classement et l'identification des préparations est fournie avec chaque boîte.

- (Haut. x Larg.): 98 x 83 x 38 mm.
- **Condition minimum de vente: 1.**



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration