

Coffret pour stockage de lames en polystyrène Réf. SOC-CR100L



Coffret pour stockage de lames en polystyrène avec couvercle transparent et rabattable. Il permet de ranger verticalement 100 lames standards (76 x 26mm) dans un portoir amovible. Ce coffret est empilable et les emplacements sont numérotés. Il est livré avec 2 fiches répertoires et permet de ranger les lames dos à dos (La capacité de stockage est de 200 lames).

- (Long. x Haut. x Larg.): 248 x 83 x 86mm.
- Condition minimum de vente: 1 (pour 100 lames).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration