

Lecteur de glycémie Medi Smart SAPPHIRE

Réf. **SOC-LOBGLUCOMETRE**



- Le lecteur de glycémie Medi Smart SAPPHIRE.
- Nouveau design et nouvelle technologie.
- Mémoire pour 480 tests temps de réponse:5 secondes.
- Calcul automatique des valeurs moyennes des derniers 7, 14 et 28 jours.
- Volume de la goutte de sang: 0.6 µl (microlitre).
- Échantillon de sang en lieux alternatifs.
- Facile à utiliser.
- Grand écran Compact et ergonomique.
- Alimentation: 1 petit pile 3V CR 2032 transfert des données avec câble USB possible (nécessite l'acquisition du logiciel GLUCOMANAGER).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration