

Automate pour vitesse de sédimentation, Modèle VISION 8

Réf. SOC-YB-vision8



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

En tant que automate ESR dynamique de la nouvelle génération, Vision 8 peut tester jusqu'à 8 échantillons simultanément. Avec une percée révolutionnaire dans la technologie, les tubes primaires EDTA peuvent être directement utilisés pour la détermination et cela ne prend que 20 minutes pour obtenir les résultats ayant une bonne corrélation avec les résultats de la Méthode Westergren.

- Mélange automatique des échantillons, interprétation automatique des résultats, surveillance en temps réel de l'état des échantillons.
- L'ESR est déterminé dans des tubes fermés pour assurer la sécurité biologique, à l'aide de la méthode standard de test ESR afin d'assurer la fiabilité des résultats.
- 20 minutes pour obtenir les résultats contre 60 minutes avec la Méthode de Westergren, bonne corrélation avec les résultats de la Méthode de Westergren.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration