

**Analyseur d'électrolytes NA-K-CL-CA + PH à cassette,
Modèle OPTI LION
Réf. SOC-OPTI LION**



Analyseur d'électrolytes à écran tactile permettant de doser simultanément et avec précision les électrolytes : Na⁺, K⁺, Cl⁻, ainsi que le pH et le calcium ionisé sur cassettes à usage unique, afin de donner un profil complet des électrolytes du patient. L'analyse se fait sur sérum, plasma ou sang total.

L'analyseur n'utilise pas d'électrodes, ce qui réduit la maintenance à zéro. Le résultat est rapide et fiable avec aspiration automatique de l'échantillon sur support seringue et capillaire.

L'analyseur dispose de tous les éléments nécessaires pour faire la calibration en 30 secondes avant d'effectuer l'analyse de l'échantillon.

Les déchets sont scellés à l'intérieur de la cassette afin d'éviter toute contamination de l'utilisateur.

L'analyseur intègre un menu complet de paramètres et un contrôle de qualité à trois niveaux qui peut être effectué automatiquement.

Cassette:	Tests:
E-Plus:	pH, Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , Ca ⁺⁺
E-Ca:	pH, Ca ⁺⁺
E-Lytes:	Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration