

Automate de biochimie (Spectrophotomètre) Modèle BS 200

Réf. MIN-BS-200



L'automate de biochimie (spectrophotomètre) modèle bs200 est encore appelé analyseur de biochimie (spectrophotomètre). Cet automate de biochimie est entièrement automatique. Ce spectrophotomètre permet la réalisation de 200 analyses par heures et est équipé de 40 emplacements pour les réactifs et 40 emplacements pour les échantillons.

Garanti 2 ans.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Automate de biochimie (spectrophotomètre), Modèle BS200

- Discret, accès sélectif, entièrement automatique
- 200 tests par heure, jusqu'à 330 tests par heure avec ISE
- Module d'ISE en option et un lecteur de code barre interne en option
- Jusqu'à 40 positions respectives pour l'échantillon et le réactif
- Sonde nettoiyante, détection du niveau liquide, la protection de collision automatique
- System optique renversé avec 8 longueurs d'onde : 340~670 nm
- Compartiment frigorifié du réactif
- LIS interface en bi-direction



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration