

## Automate de biochimie (Spectrophotomètre) Modèle BS-380

Réf. SOC-BC-380



Analyseur automatique de biochimie robuste et fiable destiné aux laboratoires de taille moyenne (utilisé comme instrument principal) ; gros laboratoires (utilisé comme instrument secondaire). L'automate de biochimie a une cadence constante de 300 tests à l'heure et jusqu'à 450 tests à l'heure avec ISE 3 ions (K, Na, Cl). Il est équipé d'un plateau de réactifs avec système de réfrigération 24 heures.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Analyseur de biochimie clinique discret, à accès aléatoire, à poser au sol offrant une cadence constante de 300 tests à l'heure.

### Utilisateurs type:

Laboratoires de taille moyenne (utilisé comme instrument principal) ; gros laboratoires (utilisé comme instrument secondaire)

### Caractéristiques :

- Cadence constante de 300 tests à l'heure, jusqu'à 450 tests à l'heure avec ISE 3 ions (K, Na, Cl)
- Plateau de réactifs avec système de réfrigération 24 heures
- Cuvettes réutilisables avec station d'auto-lavage
- Agitateur-mélangeur indépendant (deux-en-un)
- Nettoyage automatique du bec de prélèvement, détection du niveau de liquide et protection contre l'écrasement (vertical et horizontal)
- Système de réseau de diffraction inverse à 12 longueurs d'ondes
- Lecteur de codes à barres de série
- Prédilution et postdilution des échantillons
- Interface bidirectionnelle avec le système d'information du laboratoire.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration