

Automate de biochimie (Spectrophotomètre) Modèle BS-200E

Réf. MIN-BS-200



Analyseur automatique de biochimie clinique discret et à accès aléatoire. Celui-ci est à poser au sol et il offre une cadence constante de 200 tests à l'heure. L'automate de biochimie est entièrement autonome et il est équipé d'un système d'auto-lavage avec eau et détergents préchauffés. Le volume de réaction est de minimum 150 μ l. Il est équipé de cuvettes de réaction réutilisables.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Analyseur automatique de biochimie clinique discret, à accès aléatoire. Il est à poser au sol et offre une cadence constante de 200 tests à l'heure.

Caractéristiques:

- Cadence constante de 200 tests à l'heure, jusqu'à 330 tests à l'heure avec ISE
- Système d'auto-lavage avec eau et détergents préchauffés
- Système de réseau de diffraction optique
- Volume de réaction de 150 µl minimum
- Bras à mélange indépendant
- Cuvettes de réaction réutilisables
- Connexion bidirectionnelle avec le système hôte d'information du laboratoire



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration