

Automate de biochimie (Spectrophotomètre) Modèle BS-400

Réf. SOC-BC-400



Découvrez un analyseur automatique de biochimie clinique robuste et entièrement automatisé. Cet automate peut réaliser jusqu'à 400 tests à l'heure et jusqu'à 640 tests à l'heure avec ISE 4 ions (K, Na, Cl, Li). Le plateau de réactifs est doté d'un système de réfrigération 24 heures et de cuvettes réutilisables avec station d'auto-lavage.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Analyseur de biochimie clinique discret, à accès aléatoire, à poser au sol offrant une cadence constante de 400 tests à l'heure.

Utilisateurs type :

Laboratoires de taille moyenne (utilisé comme instrument principal) ; gros laboratoires (utilisé comme instrument secondaire)

Caractéristiques :

- Cadence constante de 400 tests à l'heure, jusqu'à 640 tests à l'heure avec ISE 4 ions (K, Na, Cl, Li)
- Plateau de réactifs avec système de réfrigération 24 heures
- Cuvettes réutilisables avec station d'auto-lavage
- Deux agitateurs-mélangeurs indépendants
- Détection des caillots et protection contre l'écrasement (verticale et horizontale)
- Système de réseau de diffraction inverse à 12 longueurs d'ondes
- Lecteur de codes à barres de série
- Prédilution et postdilution des échantillons
- Interface bidirectionnelle avec le système d'information du laboratoire.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration