

## **Automate de biochimie (Spectrophotomètre) Modèle BS-800M-01**

**Réf. SOC-BS-800M-01**



Cet automate de biochimie clinique ou encore spectrophotomètre est discret et à accès aléatoire et modulaire. Il est à poser au sol et offre une cadence constante de 800 tests à l'heure, avec module distributeur d'échantillons et jusqu'à 1 200 tests à l'heure avec ISE 3 ions (K, Na, Cl). Le spectrophotomètre a un module distributeur d'échantillons et un système de portoir avant.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Analyseur de biochimie clinique discret, à accès aléatoire, modulaire, à poser au sol, offrant une cadence constante de 800 tests à l'heure, avec module distributeur d'échantillons.

- Cadence constante de 800 tests à l'heure, jusqu'à 1 200 tests à l'heure avec ISE 3 ions (K, Na, Cl)
- Module distributeur d'échantillons et système de portoir avant
- Extensible grâce à plusieurs modules
- Cuvettes permanentes avec station d'auto-lavage en 8 étapes
- Volume de réaction de 100 µl minimum
- Système de réseau de diffraction inverse à 12 longueurs d'ondes
- Détection des bulles pour sondes d'échantillon et de réactif
- Peut être utilisé jusqu'à 4 000 m d'altitude (pompe à air externe en option)
- Interface bidirectionnelle avec le système d'information du laboratoire.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration