

## Automate de biochimie (Spectrophotomètre) Modèle BS-800M-02

Réf. SOC-BS-800M-02



Ce spectrophotomètre est à accès aléatoire, modulaire et est prévu pour être posé au sol. Avec cet automate de biochimie l'on peut réaliser jusqu'à 1 600 tests à l'heure avec le module distributeur d'échantillons et jusqu'à 2 400 tests à l'heure avec ISE 3 ions (K, Na, Cl). Il est équipé d'un module distributeur d'échantillons et d'un système de portoir avant.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Analyseur de biochimie clinique discret, à accès aléatoire, modulaire, à poser au sol, offrant une cadence constante de 1 600 tests à l'heure, avec module distributeur d'échantillons.

- Cadence constante de 1 600 tests à l'heure, jusqu'à 2 400 tests à l'heure avec ISE 3 ions (K, Na, Cl)
- Module distributeur d'échantillons et système de portoir avant
- Extensible grâce à plusieurs modules
- Cuvettes permanentes avec station d'auto-lavage en 8 étapes
- Volume de réaction de 100 µl minimum
- Système de réseau de diffraction inverse à 12 longueurs d'ondes
- Détection des bulles pour sondes d'échantillon et de réactif
- Peut être utilisé jusqu'à 4 000 m d'altitude (pompe à air externe en option)
- Interface bidirectionnelle avec le système d'information du laboratoire.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration