

## Automate de biochimie (Spectrophotomètre) Modèle BS-800

Réf. SOC-BS-800



Cet analyseur automatique de biochimie clinique est un appareil indispensable pour des laboratoires de taille moyenne ou grande (automate à utiliser comme instrument principal). Il a une cadence constante de 800 tests à l'heure et jusqu'à 1 200 tests à l'heure avec ISE 3 ions (K, Na, Cl). Son plateau de réactifs et plateau d'échantillons est équipé d'un système de réfrigération 24 heures.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Analyseur de biochimie clinique discret, à accès aléatoire, à poser au sol offrant une cadence constante de 800 tests à l'heure.

### **Utilisateurs type :**

Laboratoires de taille moyenne à grande (utilisé comme instrument principal)

### **Caractéristiques :**

- Cadence constante de 800 tests à l'heure, jusqu'à 1 200 tests à l'heure avec ISE 3 ions (K, Na, Cl)
- Plateau de réactifs et plateau d'échantillons avec système de réfrigération 24 heures
- Cuvettes permanentes avec station d'auto-lavage en 8 étapes
- Deux bras à mélange à trois têtes
- Volume de réaction de 100 µl minimum.
- Système de réseau de diffraction inverse à 12 longueurs d'ondes
- Détection des bulles pour sondes d'échantillon et de réactif
- Peut être utilisé jusqu'à 4 000 m d'altitude (pompe à air externe en option)
- Interface bidirectionnelle avec le système d'information du laboratoire.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration