

Automate de biochimie (Spectrophotomètre) Modèle BS 120

Réf. SOC-BS120



Cet automate de Biochimie modèle BS 120 est un appareil robuste et d'excellente fiabilité. Cet automate entièrement automatisé peut réaliser 100 Test Par Heure, et Jusqu'à 300 Tests par heure avec le module ISE. Cet automate de biochimie est le plus performant sur le marché et il vous apportera un très grand rendement. Le nettoyage des sondes est automatique. Le détecteur du niveau des liquides, et le système de protection des collisions est intégré. L'automate de Biochimie est garanti 2 ans.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

AUTOMATE DE BIOCHIMIE MODELE BS 120

- 100 Test Par Heure
- Jusqu'à 300 Tests par heure avec le module ISE
- Possibilité de charger 26 Réactifs et 4 réactifs pour l'ionogramme
- Compartiment à réactifs réfrigéré.
- Nettoyage automatique des sondes
- Détection du niveau des liquides et système de protection des collisions intégré.
- 8 longueurs d'ondes 340 ~ 670 nm
- Dilution automatique pour les échantillons anormaux
- Lecteur de codes barre externe
- Interface bi-directionnelle LIS

Configuration standard:

1. BS-120 (Unité principale)

Option:

1. Lecteur de code Barre
2. Module ISE



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration