

## Boîtes de petri compartimentées, carrées, compartiments : 4

Réf. SOC-BPS120C



Boîtes de petri compartimentées ;

- Carrées.
- Compartiments: 4.
- Possibilité de couler des milieux différents dans chaque compartiment des boîtes de petri ou de travailler des échantillons différents avec un même milieu.
- Dimension des boîtes de petri: 20 x 120 mm.
- Conditionnement: 18 x 14.
- Condition minimum de vente: Carton 252 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration