

**Boîtes de pétri Gosselin, Ø : 90 mm, ergots de ventilation : 0, stériles**

**Réf. PLG-BPS90SMC**



Boîtes de pétri GOSSELIN, Ø:90mm, Ergots de ventilation: 0, Stériles.

Caractéristiques:

- Boîtes de Pétri empilées sous gaine polyéthylène.
- Sursac polyéthylène à l'intérieur du carton.
- Hauteur: 14,2gmm.
- Poids: 14,0g.
- Conditionnement: 25 sachets de 33 pièces.
- Conditionnement minimum de vente: Carton 825 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration