

Boîte de pétri pour culture cellulaire, Ø : 100 mm

Réf. TPP-BC100T



Boîte de pétri pour culture cellulaire, Ø: 100 mm;

- Traitement culture cellulaire uniquement sur le fond interne des boîtes.
- Anneau d'empilage discontinu, réduisant les phénomènes de condensation et d'adhérence des boîtes les unes aux autres.
- Anneau strié de préhension.
- Zone d'inscription servant de repère de position.
- Jaune sur le couvercle.
- Dépolie sur le corps.
- Cadran numérique de repérage sur le fond de la boîte.
- 6 ergots de ventilation.
- En Polystyrène cristal.
- Stériles.
- Niveau d'endotoxines inférieur à 0,5 EU par ml.
- Pour usage général de laboratoire.
- Diamètre(Ø): 100 mm.
- Surface de culture: 60,10 cm².
- Hauteur totale: 20 mm.
- Conditionnement: Par Sachet de 10.
- Conditionnement minimum de vente : 240.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration