

Flacons tubes, surface de culture : 10 cm, cape ventilée

Réf. TPP-FTC10TS5



Flacons tubes, avec bouchon ventilé octogonal pour éviter de rouler.

- Centrifugeables jusqu'à 12 000 g.
- une surface de culture plane en vis à vis d'une fenêtre pour l'observation microscopique. Une jupe permet de les positionner de manière stable, horizontalement.
- Matière:
 - Corps en polystyrène cristal.
 - cape en polyéthylène.
- Niveau d'endotoxine < 0,06 EU/ml.
- Pour usage général de laboratoire.
- Surface de culture: 10 cm².
- Conditionnement: 70 sachets de 5.
- Conditionnement minimum de vente: Carton de 350.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration