

Technologie Star Dish, ergots de ventilation : 4

Réf. PHB-SD90E



Technologie STAR DISH,

- Ergots de ventilation: 4.
- La particularité de la technologie STAR DISH est l'injection centrale qui permet une répartition régulière et homogène de la matière:
 - Meilleure planéité = économie de milieu.
 - Légèreté = réduction des déchets.
- Ces boîtes sont rondes, ultra légères et renforcées par de fins croisillons injectés dans le fond.
- Ils permettent une délimitation de 4 surfaces de la boîte pour le screening et le comptage des colonies.
- Ø x hauteur: 90 x 13,74 mm.
- Poids: 11,00 g.
- Conditionnement minimum de vente: 600.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration