

Technologie Star Dish Nesting Alpine, ergots de ventilation : 4

Réf. PHB-SDNA90EA



Technologie STAR DISH NESTING ALPINE,

- Ergots de ventilation: 4.
- STAR DISH NESTING ALPINE est la dernière évolution des boîtes technologie STAR DISH.
- Ces boîtes possèdent sur le couvercle un anneau qui permet une excellente stabilité à l'empilement.
- Pas de croisillon sur le couvercle.
- Parfaitement adaptées aux automates à couler les milieux.
- Ø x hauteur: 90 x 15,40 mm.
- Poids: 11,30 g.
- Condition minimum de vente: 600.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration